

Express Inhibitor Test 50 strips 62517

- 抑制剂浓度现场测试方便快捷。
- 每个系统一个试纸。每瓶装有 50 个试纸。
- 适用于测试所有基于钼酸盐的抑制剂。
- 轻松遵守当地法规和最佳实践。
- 可以及时采取补救措施保护整个系统。
- 符合锅炉保修规定。



这款 Express Inhibitor Test 可对集中供热系统水中的所有 Fernox Protector 和其他基于钼酸盐的抑制剂的浓度进行快速现场分析。该产品使用简单、直观，它提供了一种快速简单的测试方法，用于测试系统内是否存在抑制剂。抑制剂浓度测试应符合当地法规和最佳实践，并且可能需要遵守锅炉保修规定。

应用

1. 对可以代表整个系统的系统水取样（取样前排水几秒钟）。
2. 将试纸浸入系统水中 1 秒钟，然后取出。
3. 10 秒内与比色卡进行对比。
4. 选择与在试纸上观察到的颜色最为接近的颜色，以确认系统可以完全防止腐蚀和水垢形成。

包装、搬运和安全

试纸每瓶 50 个。试纸无害，但应放置在儿童接触不到的地方。

| 单项 | | 外箱 | |
|---------|---------------|-----------|-----------------|
| 高度 (毫米) | 86 | 外箱高度 (毫米) | 110 |
| 宽度 (毫米) | 29 | 外箱宽度 (毫米) | 150 |
| 深度 (毫米) | 29 | 外箱深度 (毫米) | 180 |
| 重量 (公斤) | 0.034 | 外箱重量 (公斤) | 0.503 |
| EAN条码 | 5014551625174 | OCU条码 | 05014551002203 |
| | | 运输类型 | CP1 1200 x 1000 |
| | | 每箱单位 | 12 |
| | | 每层纸箱 | 40 |
| | | 每个传输层的单位 | 480 |
| | | 每种传输类型的层数 | 8 |
| | | 每种运输类型的单位 | 3840 |

最后修改 28-10-2021 (d/m/y)